

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- **Angaben zum Produkt:** 100ml - Gebinde
- **Handelsname:** Gliss
- **Hersteller/Lieferant:** Benzer - Dental AG
Bocklerstrasse 33/37
8051 Zürich
T +41 44 322 29 04 · F +41 44 321 10 66
- **Auskunftgebender Bereich:** Produktesicherheit
- **Notfallauskunft Deutschland: Giftinformationszentrale Göttingen Tel.: +49-551-19240**

2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

- **Chemische Charakterisierung**
Zubereitung aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

<u>CAS-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	
	Nichtionische Tenside	5 - 10%
	Glykoether	1 - 3 %

- **Gehalt :**
- **Kennb. :** Xi
- **R-Sätze :** 36/38/22

3 Mögliche Gefahren

- **Gefahrenbezeichnung:** entfällt
- **Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:** entfällt
- **Klassifizierungssystem:** Die Klassifizierung entspricht den aktuellen Eu-Listen.

4 Erste-Hilfe-Massnahmen

- **Allgemeine Hinweise:** Keine besonderen Massnahmen erforderlich.
- **nach Einatmen:** -
- **nach Hautkontakt:** -
- **nach Augenkontakt:** Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fliessendem Wasser gründlich spülen.
- **nach Verschlucken:** bei anhaltendem Beschwerden Arzt konsultieren
- **nach Kleidungskontakt:** -

5 Massnahmen zur Brandbekämpfung

- **Geeignete Löschmittel:** Feuerlöschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- **Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:** entfällt
- **Besondere Schutzausrüstung:** keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Handelsname: Gliss

6 Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- **Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen:** nicht erforderlich
- **Umweltschutzmassnahmen:** mit viel Wasser verdünnen
- **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:** mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen

- **Zusätzliche Hinweise** es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt

7 Handhabung und Lagerung

- **Handhabung:** keine besonderen Massnahmen erforderlich.
- **Hinweise zum sicheren Umgang:** keine besonderen Massnahmen erforderlich.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** keine besonderen Massnahmen erforderlich.

- **Lagerung:**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:** keine besonderen Anforderungen
- **Zusammenlagerungshinweise:** keine
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:** Die Vorschriften WHG sind zu beachten.
- **Lagerklasse:** -
- **VbF-Klasse:** entfällt

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

- **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

<u>CAS-Nr.</u>	<u>Bezeichnung des Stoffes:</u>	<u>%</u>	<u>Art</u>	<u>Wert</u>	<u>Einheit</u>
----------------	---------------------------------	----------	------------	-------------	----------------

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

- **Persönliche Schutzausrüstung:**
- **Allgemeine Schutz- und Hygienemassnahmen:** die üblichen Vorsichtsmassnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
- **Atenschutz:** nicht erforderlich
- **Handschutz:** nicht erforderlich
- **Augenschutz:** beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert

Handelsname: Gliss

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- **Form:** flüssig
- **Farbe:** rosa
- **Geruch:** mild

	<u>Wert / Bereich</u>	<u>Einheit</u>
· Zustandsänderung		
· Schmelzpunkt/Schmelzbereich: nicht bestimmt		
· Siedepunkt/Siedebereich:	100°	C
· Flammpunkt: nicht anwendbar		
· Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich		
· Explosionsgrenzen:		
· Dampfdruck:		
· Dichte: bei 20°	1,03	gr / cm3
· Schüttdichte:		
· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: vollständig mischbar		
· pH-Wert: ca. 8,7		

10 Stabilität und Reaktivität

- **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:** keine Zersetzung bei bestimmungsgemässer Verwendung.
- **Zu vermeidende Stoffe:** -
- **Gefährliche Reaktionen:** keine
- **Gefährliche Zersetzungsprodukte:** keine

11 Angaben zur Toxikologie

- **Akute Toxizität:**
- **Primäre Reizwirkung:**
- **an der Haut:** keine
- **am Auge:** keine
- **bei Einatmen:** keine
- **bei Verschlucken:** bei anhaltendem Beschwerden Arzt konsultieren
- **Sensibilisierung:** keine bekannt
- **Zusätzliche toxikologische Hinweise:** das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig

Handelsname: Gliss

12 Angaben zur Ökologie

- **Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):**
Das Produkt entspricht den Vorschriften der Tensidverordnung.
- **Sonstige Hinweise:**
- **Allgemeine Hinweise:** Nicht in das Grundwasser gelangen lassen

13 Hinweise zur Entsorgung

- **Produkt:**
- **Empfehlung:** kleine Mengen können gemeinsam mit Hausmüll entsorgt werden.

- **Ungereinigte Verpackungen:** mit Wasser reinigen
- **Empfehlung:**

14 Angaben zum Transport kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

- **Landtransport:** ADR/RID/GGVS/GGVE
- **Klasse:** **Klassifizierungscode:** Gef.-Nr.:
- **Bemerkung:**
RID Klasse/Ziffer:

- **Binnenschifftransport:** ADN/ADNR
- **Klasse:** **Klassifizierungscode:**

- **Seeschifftransport:** IMDG/GGVSee
- **Klasse:** **Klassifizierungscode:**

- **Lufttransport:** ICAO/IATA
- **Klasse:** UN/ID-Nr.: **PG:**

15 Vorschriften keine

- **Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:** nicht kennzeichnungspflichtig
- **Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung:** -
- **R-Sätze:** -

- **Nationale Vorschriften:** CH: keine

- **Klassifizierung nach VbF:** -

- **Wassergefährdungsklasse:** 2

16 Sonstige Angaben

Diese Angaben beschreiben ausschliesslich die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.