

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 91/155/EWG

Druckdatum: 02.11.2010

überarbeitet am: 02.11.2010

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

· Angaben zum Produkt

· Handelsname: DIE LUBE

Hersteller:

Degussa-Ney Int'l Sales/USA

Lieferant:

Thomas Oertel-Dental

Angersbachstr. 18

D-34127 Kassel

Tel.: +49-561-95156-0

Fax: +49-561-95156-20

· Auskunftgebender Bereich: siehe oben

· Notfallauskunft:

Giftinformationszentrale Göttingen

Tel.: +49-551-19240

2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

· Chemische Charakterisierung

· Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen:

CAS-Nr.

126-92-1 Natrium Sulfate Ester

56-81-5 Glycerine

3 Mögliche Gefahren

R 38 Reizt die Haut - R 41 Gefahr ernster Augenschäden

4 Erste-Hilfe-MaßnahmenNach Einatmen: Frischluft. Bei Unwohlsein Arzt hinzuziehen.Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt konsultieren.Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser ausspülen und Arzt konsultierenNach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.5 Maßnahmen zur BrandbekämpfungGeeignete Löschmittel: Kohlendioxid, trockene ChemikalienBesondere Gefahren: keineSpezielle Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit geeigneter Chemieschutzkleidung und umluftunabhängigem Atemschutzgerät.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:Personenbezogen: Dämpfe nicht einatmen / Haut- und Augenkontakt vermeiden.Reinigung / Aufnahme: Mit Wischmittel wischen. Staub nicht aufwirbeln

**Sicherheitsdatenblatt
gemäß 91/155/EWG**

Druckdatum: 02.11.2010

überarbeitet am: 02.11.2010

Handelsname: DIE LUBE**7 Handhabung und Lagerung****Handhabung:**

Haut- und Augenkontakt vermeiden
Dämpfe nicht einatmen

Lagerung:

Dicht verschlossen und trocken lagern.

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**Persönliche Schutzausrüstung:**

Atemschutz: erforderlich bei Auftreten von Dämpfen

Augenschutz: erforderlich

Handschutz: erforderlich.

Kontaminierte Kleidung wechseln. Nach Arbeitsende gründlich Hände waschen.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: flüssig

Farbe: klar, hell, strohfarben

Geruch: mild

Siedepunkt: 37,5°C

Dampfdruck (mm Hg.): 3,0

Dampfdichte (AIR = 1): 3,1

Spezifisches Gewicht (H₂O=1): 1,26

Schmelzpunkt: k.A.

Löslichkeit in Wasser: komplett löslich

10 Stabilität und Reaktivität

STABILITÄT: stabil.

ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN: Nicht bekannt

GEFÄHRLICHE ABBAUPRODUKTE:

Thermische Zersetzung kann Kohlenoxide und/oder Schwefelprodukte erzeugen.

GEFÄHRLICHE POLYMERISIERUNG: tritt nicht auf

ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN: Nicht bekannt

11 Angaben zur Toxikologie**Akute Toxizität:**

Hautkontakt: Reizt die Haut, längerer oder wiederholter Kontakt kann trockene Haut verursachen.

Augenkontakt: Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschäden.

Verschlucken: Kann Magen-Darm-Irritationen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 91/155/EWG

Druckdatum: 02.11.2010

überarbeitet am: 02.11.2010

Handelsname: DIE LUBE

12. Angaben zur Ökologie

Entsorgung muß gemäß aller lokalen, staatlichen und bundesweiten Vorschriften erfolgen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung muß gemäß aller lokalen, staatlichen und bundesweiten Vorschriften erfolgen.

14 Angaben zum Transport

Liefername:

N/Z

Identifikationsnummer:

N/Z

Verpackungsgruppe:

N/Z

Etikett:

N/Z

REGULIERTE IATA:

N/Z

GEFAHRENKLASSE:

N/Z

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.
Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes: Xi Reizend, R 38/41

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stützen sich auf die Angaben des Herstellers und auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Datenblatt ausstellender Bereich:

Thomas Oertel-Dental

Qualitätssicherheit

Angersbachstr. 18

34127 Kassel

Tel. 0561/95156-14

Fax 0561/95156-20